

## **CINTURA DI TRASFERIMENTO TRANSAC 120 cm - media**



### **CINTURA DI TRASFERIMENTO TRANSAC - media**

Cintura di trasferimento in poliuretano da fissare alla vita dell'assistente o del paziente per aiutare quest'ultimo a sedersi o alzarsi, con sforzo minimo e massima sicurezza.

Maniglie imbottite (5 verticali e 4 orizzontali), cinghia in poliestere e anello di nylon.

Lunghezza: 120 cm

Portata per il trasferimento: 160 kg.

Lavabile a 60°.

Made in France.