

SOLLEVATORE IDRAULICO PAZIENTE - portata 150 kg



SOLLEVATORE IDRAULICO PAZIENTE - portata max 150 kg

Sollevatore idraulico con struttura in acciaio, superficie rivestita.

Ruote anteriori Ø 7,5 cm senza freno, ruote posteriori Ø 10 cm con freno.

Le gambe sono apribili mediante pedale.

Altezza regolabile mediante pressione idraulica o comando manuale.

Dotato di imbragatura (43464).

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, HR, RO.

Lunghezza braccio: 990 mm

Lunghezza gamba: 1190 mm

Larghezza totale: 590 mm

Larghezza base aperta: 860 mm

Altezza gancio: 950-1650 mm

Altezza maniglia di spinta: 1140 mm

Gioco base: 115 mm

Portata: 150 kg