

## **SOLLEVATORE ELETTRICO PAZIENTE - portata 150 kg**



SOLLEVATORE ELETTRICO PIEGHEVOLE PAZIENTE - portata massima 150 kg

Sollevatore elettrico con struttura in acciaio e superficie rivestita.

Pieghevole per essere facilmente riposto e trasportato.

Ruote anteriori Ø 7,6 cm con freno, ruote posteriori Ø 10 cm con freno.

Le gambe sono apribili mediante pedale.

Comando manuale con una funzione.

Dotato di pulsante di arresto di emergenza, dispositivo anticaduta di emergenza e batteria di backup.

Dotato di imbragatura (43464).

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, HR, RO.

Lunghezza totale: 1200 mm

Larghezza totale: 580 mm

Dimensioni piegato: 1250x580x310 mm

Altezza braccio: 0-1730 mm

Altezza maniglia di spinta 1130 mm

Larghezza base aperta: 830 mm

Gioco base: 115 mm

Lunghezza base: 1120 mm

Larghezza interna base: 475-730 mm

Alimentazione: 220V - 50Hz

Portata: 150 kg