

POLTRONA ELEVABILE ARIANNA 1 motore - bordeaux



POLTRONE ELEVABILI ARIANNA A 1 MOTORE

Poltrona elevabile a 1 motore: lo schienale e il poggiapiedi possono alzarsi o reclinarsi insieme.

- Colore: bordeaux
- 1 motore
- Ignifuga: NO
- Poggiapiedi: standard

Poltrone con sistema di sollevamento motorizzato che permette di sollevare la seduta dalla base e assistere l'utente fino alla posizione eretta.

Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

- Seduta

Larghezza: 49 cm

Profondità: 49,5 cm

Altezza: 49 cm

- Altezza dello schienale: 70 cm

- Sedia

Larghezza: 75 cm

Profondità (reclinabile): 170,5 cm

- Portata: 150 Kg (331 lbs)