

POLTRONA ELEVABILE GINEVRA con 2 motori - bordeaux



POLTRONE ELEVABILI GINEVRA A 2 MOTORI

Poltrona elevabile a 2 motori con poggiatesta sollevabile standard o extra: raggiunge la posizione letto garantendo il massimo rilassamento. Lo schienale e il poggiatesta si muovono separatamente in qualsiasi posizione. Il poggiatesta extra può sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana.

- Colore: bordeaux
- 2 motori
- Ignifuga: NO
- Poggiatesta: standard

Poltrone con sistema di sollevamento motorizzato che permette di sollevare la seduta dalla base e assistere l'utente fino alla posizione eretta.

Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz.

Seduta

- Larghezza: 46 cm
- Profondità: 51 cm
- Altezza: 40 cm
- Altezza dello schienale: 66 cm

Sedia

- Larghezza: 74 cm
- Profondità (reclinabile): 169 cm
- Portata: 150 Kg (331 lbs)

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

La poltrona elevabile Ginevra a 2 motori è progettata per offrire comfort avanzato e supporto alla mobilità quotidiana, ideale per anziani e persone con ridotta autonomia. Grazie al sistema di sollevamento motorizzato, consente di accompagnare l'utente dalla posizione seduta a quella eretta in modo sicuro e senza sforzo.

Dotata di doppio motore, permette la regolazione indipendente dello schienale e del poggiatesta, offrendo una personalizzazione completa della posizione. La funzione reclinabile consente di raggiungere una posizione quasi letto, ideale per il relax prolungato. Il poggiatesta sollevabile migliora ulteriormente il comfort, adattandosi alle esigenze dell'utente.

Il design ergonomico e il rivestimento confortevole assicurano una seduta accogliente, mentre la struttura solida garantisce stabilità e durata nel tempo. L'alimentazione elettrica standard la rende facile da utilizzare in ambiente domestico, con comandi intuitivi per una gestione semplice delle funzioni.

Perfetta per l'assistenza domiciliare e la riabilitazione, la poltrona Ginevra rappresenta una soluzione pratica e funzionale per migliorare la qualità della vita e favorire l'autonomia quotidiana.

FAQ - Domande e Risposte

La poltrona è dotata di funzione alzapersona?

Sì, aiuta l'utente a passare dalla posizione seduta a quella eretta.

I motori sono indipendenti?

Sì, i 2 motori permettono di regolare separatamente schienale e poggiatesta.

È possibile reclinarla completamente?

Sì, raggiunge una posizione quasi letto per massimo comfort.

È facile da utilizzare?

Sì, dispone di comandi intuitivi per la gestione delle funzioni.

È adatta per uso domestico?

Sì, è ideale per assistenza domiciliare e riabilitazione.

Seduta

Larghezza: 46 cm

Profondità: 51 cm

Altezza: 40 cm

Altezza dello schienale: 66 cm

Sedia

Larghezza: 74 cm

Profondità (reclinabile): 169 cm

Portata: 150 Kg (331 lbs)

Poltrona elevabile Ginevra 2 motori con alzapersona e reclinazione indipendente, ideale per anziani e mobilità assistita con massimo comfort.