

POLTRONA ELEVABILE FLAVIA 2 motori - marrone



POLTRONE ELEVABILI FLAVIA A 2 MOTORI

Poltrona elevabile a 2 motori con poggiapiedi sollevabile standard o extra: raggiunge la posizione letto garantendo il massimo rilassamento. Lo schienale e il poggiapiedi si muovono separatamente in qualsiasi posizione. Il poggiapiedi extra può sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana.

- Colore: marrone
- 2 motori
- Ignifuga: NO
- Poggiapiedi: extra

Poltrone con sistema di sollevamento motorizzato che permette di sollevare la seduta dalla base e assistere l'utente fino alla posizione eretta.

Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

La Poltrona Elevabile Flavia 2 Motori Marrone è una poltrona relax motorizzata progettata per offrire massimo comfort e supporto a persone anziane, con ridotta mobilità o in fase di recupero. Grazie ai due motori indipendenti, consente di regolare separatamente schienale e poggipiedi, permettendo di trovare facilmente la posizione più confortevole.

La funzione Lift aiuta l'utilizzatore ad alzarsi in modo graduale e sicuro, sollevando la seduta fino a circa 8 cm rispetto alla posizione piana. La poltrona può inoltre raggiungere la posizione letto, ideale per rilassarsi o riposare durante la giornata.

Il rivestimento in tessuto di colore marrone si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico, mentre la struttura è progettata per garantire stabilità e durata nel tempo. L'alimentazione è a 100-240 V - 50/60 Hz ed è dotata di pratico telecomando per la gestione delle funzioni.

VIDEO

•

FAQ - Domande Frequenti

Quanti motori ha la poltrona?

La poltrona è dotata di 2 motori indipendenti.

Schienale e poggipiedi possono essere regolati separatamente?

Sì, i due motori consentono la regolazione indipendente di schienale e poggipiedi.

La poltrona dispone della funzione alzapersona?

Sì, è dotata di funzione Lift che facilita l'alzata dell'utilizzatore sollevando la seduta.

Può raggiungere la posizione letto?

Sì, la poltrona può essere reclinata fino alla posizione letto per il massimo relax.

Per chi è indicata?

È ideale per anziani, persone con mobilità ridotta e chi desidera una poltrona relax comoda e motorizzata.

Poltrona Elevabile Flavia 2 Motori Marrone con regolazione indipendente di schienale e poggiapiedi, funzione alzapersona e posizione letto.

Ideale per anziani e persone con ridotta mobilità.

- Seduta

Larghezza: 47 cm

Profondità: 50 cm

Altezza: 47 cm

- Altezza dello schienale: 74 cm

- Sedia

Larghezza: 78 cm

Profondità (reclinabile): 171,5 cm

- Portata: 150 Kg (331 lbs)