

POLTRONA ELEVABILE FLAVIA 2 motori - ignifuga - bordeaux



POLTRONE ELEVABILI FLAVIA A 2 MOTORI

Poltrona elevabile a 2 motori con poggiapiedi sollevabile standard o extra: raggiunge la posizione letto garantendo il massimo rilassamento. Lo schienale e il poggiapiedi si muovono separatamente in qualsiasi posizione. Il poggiapiedi extra può sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana.

- Colore: bordeaux
- 2 motori
- Ignifuga: SI
- Poggiapiedi: extra

Poltrone con sistema di sollevamento motorizzato che permette di sollevare la seduta dalla base e assistere l'utente fino alla posizione eretta.

Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

- Seduta

Larghezza: 47 cm

Profondità: 50 cm

Altezza: 47 cm

- Altezza dello schienale: 74 cm

- Sedia

Larghezza: 78 cm

Profondità (reclinabile): 171,5 cm

- Portata: 150 Kg (331 lbs)