

ASTA PORTAFLEBO SU PIANTANA A 5 RUOTE con manico e ripiano - acciaio inox - 4 ganci



Asta flebo acciaio inox 201

Altezza regolabile: 110-200 cm

Peso Kg: 3,6

Materiale base: acciaio inox

Numero di ganci e Materiale: 4 (acciaio inox)

Portata per gancio: 2 Kg

Portata totale: 8 Kg

Ruote frenanti: 5

Ruote antistatiche: -

Dimensioni ripiano ABS: 22x23 cm

Portata ripiano: 15 kg

Ø 44 cm base