

## **ASTA PORTAFLEBO SU PIANTANA A 5 RUOTE con manico e ripiano - acciaio inox - 4 ganci**



### **ASTA PORTAFLEBO SU PIANTANA A 5 RUOTE con manico e ripiano - acciaio inox - 4 ganci**

- Asta flebo acciaio inox 201
- Altezza regolabile: 110-200 cm
- Peso Kg: 3,6
- Materiale base: acciaio inox
- Numero di ganci e Materiale: 4 (acciaio inox)
- Portata per gancio: 2 Kg
- Portata totale: 8 Kg
- Ruote frenanti: 5
- Ruote antistatiche: -
- Dimensioni ripiano ABS: 22x23 cm
- Portata ripiano: 15 kg

- Ø 44 cm base

L'asta portaflebo su piantana a 5 ruote rappresenta una soluzione pratica e professionale per la gestione di infusioni e flebo in ambito ospedaliero, ambulatoriale, domiciliare e assistenziale. Realizzata in acciaio inox, garantisce elevata resistenza, stabilità e facilità di pulizia, risultando ideale per l'utilizzo quotidiano in strutture sanitarie e studi medici.

La struttura è dotata di 4 ganci porta flebo con una portata di 2 kg ciascuno, permettendo il supporto simultaneo di più sacche o flaconi per infusioni. L'altezza regolabile da 110 a 200 cm consente di adattare facilmente il dispositivo alle diverse esigenze operative e cliniche.

La base a 5 ruote antistatiche offre un'eccellente manovrabilità e stabilità durante gli spostamenti, mentre il pratico manico integrato facilita il trasporto della piantana. Inoltre, il ripiano ABS incluso permette di appoggiare piccoli strumenti o accessori medici, migliorando l'organizzazione durante le procedure.

Grazie alla robusta struttura in acciaio inox e alla portata totale fino a 8 kg, questa asta portaflebo è particolarmente indicata per ambienti sanitari professionali che necessitano di affidabilità, durata e praticità d'uso.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **L'altezza della piantana è regolabile?**

*Sì, l'altezza può essere regolata da 110 a 200 cm.*

##### **Quanti ganci porta flebo sono presenti?**

*La struttura dispone di 4 ganci.*

##### **Il prodotto è facile da spostare?**

*Sì, è dotato di 5 ruote antistatiche per una movimentazione agevole.*

##### **Il ripiano è incluso?**

*Sì, è presente un pratico ripiano in ABS.*

##### **Di quale materiale è composta la struttura?**

*La piantana è realizzata in acciaio inox.*

Asta portaflebo professionale in acciaio inox con 4 ganci, ripiano ABS e 5 ruote antistatiche.  
Altezza regolabile per uso medico e sanitario.