

## **REGGIBRACCIO STOFFA - blu**



- Lunghezza: 33-36 cm

Reggibraccio per consentire di lasciare a riposo e immobilizzare il braccio.

Ideale per l'immobilizzazione dopo la riparazione della cuffia dei rotatori o in caso di frattura del cingolo scapolare e di lussazione e sublussazione della spalla.

Materiale traspirante e durevole, tracolla imbottita regolabile.

Stile busta con supporto per il pollice.

Lavabile in lavatrice.

Adatto sia per braccio sinistro sia per braccio destro.

Colore blu scuro.