

GOMITIERA CON TRACOLLA - destra - universale



GOMITIERA CON TRACOLLA - destra - universale

Tutore per l'immobilizzazione post-operatoria del gomito, con limitazione dell'ampiezza di movimento (ROM) mediante snodi regolabili a incrementi di 15°.

Ideale per:

- trattamento conservativo della dislocazione o lussazione del gomito
- fratture omerali distali o radiali o ulnari prossimali, stabili o fissate internamente

Caratteristiche:

- regolazione della lunghezza (34-43 cm), misura unica
- limitazione estensione a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- limitazione flessione a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- limitazione immobilizzazione a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- morbida schiuma laminata traspirante, offre permeabilità all'aria e trasporto del vapore

dell'umidità

Tracolla per ulteriore supporto e riposo del braccio.

La Gomitiera con Tracolla Destra Universale è un tutore ortopedico progettato per garantire il corretto supporto e la stabilizzazione dell'articolazione del gomito durante il recupero post-traumatico e post-operatorio. Grazie alla struttura regolabile e ai sistemi di controllo dell'ampiezza di movimento (ROM), rappresenta una soluzione efficace per il trattamento conservativo e riabilitativo di numerose patologie e lesioni dell'arto superiore.

Indicata in caso di lussazioni, fratture stabili del radio o dell'ulna prossimale e interventi chirurgici al gomito, questa ortesi consente di impostare con precisione i gradi di estensione, flessione e immobilizzazione in base alle esigenze terapeutiche del paziente.

La struttura è realizzata con materiali resistenti e confortevoli, dotata di morbida imbottitura traspirante che favorisce il comfort durante l'utilizzo prolungato. La pratica tracolla contribuisce a sostenere il braccio riducendo il carico sull'articolazione e migliorando il riposo dell'arto.

La misura universale e la lunghezza regolabile permettono un adattamento semplice e sicuro alla maggior parte degli utilizzatori, rendendo il dispositivo ideale sia per l'utilizzo domiciliare sia in ambito ortopedico e riabilitativo professionale.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve la Gomitiera con Tracolla Destra Universale?

Serve a immobilizzare o controllare il movimento del gomito durante il recupero da traumi, fratture o interventi chirurgici.

È regolabile?

Sì, dispone di regolazioni per adattare lunghezza e limitazione dei movimenti articolari.

Per quale braccio è indicata?

Questo modello è specifico per il braccio destro.

È adatta dopo un intervento chirurgico?

Sì, è indicata per il recupero post-operatorio secondo prescrizione medica.

La misura è universale?

Sì, il tutore è progettato per adattarsi a diverse conformazioni fisiche grazie alle regolazioni integrate.

Gomitiera con Tracolla Destra Universale regolabile per immobilizzazione e riabilitazione del gomito.

Ideale per recupero post-traumatico e post-operatorio.