

Gomitiera Universale con Tracolla - Sinistra



GOMITIERA UNIVERSALE CON TRACOLLA - sinistra

Tutore per l'immobilizzazione post-operatoria del gomito, con limitazione dell'ampiezza di movimento (ROM) mediante snodi regolabili a incrementi di 15°.

Ideale per:

- trattamento conservativo della dislocazione o lussazione del gomito
- fratture omerali distali o radiali o ulnari prossimali, stabili o fissate internamente

Caratteristiche:

- regolazione della lunghezza (34-43 cm), misura unica
- limitazione estensione a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- limitazione flessione a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- limitazione immobilizzazione a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

- morbida schiuma laminata traspirante, offre permeabilità all'aria e trasporto del vapore dell'umidità

La gomitiera universale con tracolla sinistra è un tutore ortopedico progettato per l'immobilizzazione e il supporto del gomito durante la fase post-operatoria o nel trattamento conservativo di traumi articolari. Grazie al sistema di regolazione progressiva dell'ampiezza di movimento (ROM - Range of Motion), il dispositivo consente di controllare l'estensione e la flessione del gomito con incrementi di 15°, favorendo un recupero graduale e sicuro.

Questo tutore è indicato per diverse condizioni cliniche, tra cui lussazioni e sublussazioni del gomito, nonché fratture dell'omero distale o del radio e dell'ulna prossimali, quando stabilizzate internamente o trattate con approccio conservativo.

La struttura è dotata di snodi articolati regolabili, che permettono di impostare con precisione i limiti di movimento in base alle esigenze terapeutiche e alle indicazioni del medico.

La gomitiera è realizzata con imbottitura morbida in schiuma laminata traspirante, progettata per favorire la circolazione dell'aria e la dispersione dell'umidità, migliorando il comfort durante l'uso prolungato.

La tracolla integrata permette di sostenere il braccio e ridurre il carico sull'articolazione del gomito, favorendo il riposo e la stabilizzazione dell'arto durante il processo di guarigione.

Grazie alla misura unica regolabile (34-43 cm) e al design anatomico, la gomitiera universale con tracolla si adatta facilmente alla maggior parte degli utenti, risultando ideale per uso ortopedico, riabilitativo e post-chirurgico.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve la gomitiera con tracolla?

Serve a immobilizzare e stabilizzare il gomito dopo interventi chirurgici o traumi articolari.

È regolabile nel movimento?

Sì, consente di regolare estensione e flessione con incrementi di 15°.

Per quale braccio è indicata?

Questo modello è progettato per il braccio sinistro.

La misura è regolabile?

Sì, è universale con circonferenza regolabile da circa 34 a 43 cm.

È comoda per un utilizzo prolungato?

Sì, grazie all'imbottitura traspirante e alla tracolla che sostiene il braccio.

Quando viene utilizzata?

È indicata per fratture, lussazioni, trattamenti post-operatori e percorsi riabilitativi.

Gomitiera universale con tracolla sinistra regolabile con controllo ROM.

Tutore ortopedico per immobilizzazione del gomito post-operatoria e riabilitazione.