

TUTORE GINOCCHIO



- Circonferenza coscia cm: 39-47
- Circonferenza polpaccio cm: 29-37

Tutore ginocchio indicato per:

- instabilità da lieve a moderata dell'articolazione del ginocchio e stiramento dei legamenti collaterali
- lesioni del menisco
- infiammazione cronica dopo operazione o trauma

La stabilizzazione collaterale dell'articolazione del ginocchio evita valgismo, varismo e iperestensione.

Il neoprene a cellule chiuse garantisce un effetto compressivo e propriocettivo.

Il calore stimola la circolazione sanguigna.

Versione indossabile con anello patellare che stabilizza ed evita la lussazione rotulea; il morbido feltro imbottito segue il profilo del ginocchio e offre il massimo confort; il fissaggio superiore e il fissaggio inferiore aumentano la vestibilità.