

## **TUTORE GOMITO CON IMBOTTITURA IN SILICONE - universale**



### **TUTORE GOMITO CON IMBOTTITURA IN SILICONE**

Tutore gomito indicato per:

- effusione e gonfiore articolare
- infiammazione cronica dopo operazione o trauma
- lesione legamenti collaterali
- epicondilite laterale e mediale (gomito del tennista e gomito del golfista)

Riduce il gonfiore dovuto a lesioni lievi.

Dà sollievo nel punto di inserzione muscolare grazie all'imbottitura in silicone, offre una compressione flessibile e migliora la propriocezione.

Materiale elasticizzato in quattro direzioni, senza cuciture, traspirante e assorbente.

Chiusura velcro per regolare la pressione.