

TUTORE POLSO - sinistro



Tutore polso con chiusura Q-fit per l'immobilizzazione del polso.

- Sinistra

Ideale per:

- sindrome del tunnel carpale
- lesione del complesso fibrocartilagineo triangolare (TFCC)
- paralisi del nervo radiale

Il sistema di chiusura Q-fit garantisce un'ottima vestibilità, comodità e durevolezza.

Materiale delicato sulla pelle, confortevole e traspirante, con steccatura palmare in alluminio sagomata anatomicamente.