

PESAPERSONE ELETTRONICA A SEDIA WUNDER DE20 250 kg - Classe III - personalizzata



PESAPERSONE ELETTRONICA A SEDIA DE20 - 250 kg - Classe III - personalizzata

OPZIONI PERSONALI ZZABILI per 25021 (disponibili in 20 giorni)

- colori personalizzati: bianco, grigio, nero, rosso
- unità di misura kg/lb
- calibrazione personalizzata in base al fattore di gravità
- Francia: calibrazione personalizzata per area con carnet métrologique

Pesapersona elettronica a sedia ad alta precisione con design innovativo.

Funzioni: peso, tara, blocco del peso, IMC, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile.

Struttura tubolare in metallo verniciato con display in ABS regolabile, 4 rotelle piroettanti a 360° con 4 freni di sicurezza, manubrio imbottito per un trasporto confortevole.

Poggiapiedi regolabili e braccioli reclinabili fino a 90° per facilitare l'accesso dei pazienti.

Doppio display LCD con tripla lettura simultanea: peso, altezza e IMC.

La confezione compatta riduce i costi di spedizione.

In dotazione: adattatore di alimentazione, interfaccia RS232, livella, 4 rotelle con freni, braccioli e poggiapiedi regolabili, manuale multilingue: GB, IT, ES. Su richiesta FR, DE. Certificato MDR.

Made in Italy.

Portata: 250 kg

Precisione: 50/100 g

Display: Doppio LCD: LCD 20mm peso con 5 cifre; LCD 12mm altezza e IMC

Dimensioni - peso: 590x1040xh 960 mm - 22 kg

Dimensioni seduta: 550x400 mm

Dimensioni imballo: 620x810xh 620 mm

Alimentazione: adattatore di alimentazione 12V - 2A (incluso), 6 batterie AAA alcaline o batteria ricaricabile (opzionale)