

PIATTAFORMA DIGITALE WUNDER RW2.0 CON CORRIMANO 300 kg - Classe III



25025 PIATTAFORMA PESACARROZZINE DIGITALE WUNDER RW02 - 300 kg - Classe III

- 25026 PIATTAFORMA PESACARROZZINE DIGITALE WUNDER RW2.0 con corrimano - 300 kg - Classe III

Piattaforma ampia e facilmente accessibile con doppia rampa per pazienti in carrozzina.

Funzioni: peso, tara, blocco del peso, IMC, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile.

Doppio display in ABS con tripla lettura simultanea: peso, altezza, IMC.

In dotazione con entrambe: adattatore di alimentazione, interfaccia RS232, livella, piedini regolabili, doppia rampa, corrimano pieghevole, maniglia per il trasporto, 2 rotelle.

Certificato MDR.

Manuale multilingue: GB, IT, ES

Made in Italy.

Portata - Precisione: 300 kg - 100 g

Display: Doppio LCD: LCD 20mm peso con 5 cifre; LCD altezza e IMC 12mm

Dimensioni: 900x1150xh 1100mm

Peso: 30,5 kg

Alimentazione: adattatore 12V - 2A (incluso), 6 batterie AAA (non incluse) o batteria ricaricabile (opzionale)