

## **BILANCIA BABY SOEHNLE 8320 - pieghevole**



### **PESANEONATI RIPIEGABILE SOEHNLE 8320**

Pesaneonati facile da trasportare.

Con sistema di chiusura magnetica.

Apertura facile rimuovendo la base e tirando le due parti della maniglia.

Funzione di taratura del lenzuolino sul piatto.

Dati stabili sul display grazie alla funzione filtro e attesa.

Ampio schermo LCD di facile lettura.

Doppia lettura in kg/lb.

Manuale d'uso in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ, Arabo.

Portata: 15 kg

Precisione: 10 g

Dimensioni: 395x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)

Peso: 1,9 kg

2 batterie AAA alcaline 1,5 V - non incluse

Garanzia: 2 anni