

## **BILANCIA OSPEDALIERA PESANEONATI SECA 376 20 kg - Classe III**



PESA NEONATI SECA 376 - digitale classe III

- tecnologia Seca di alta qualità con graduazione fine a 5 grammi
- funzioni TARA, HOLD, auto-HOLD e BMIF
- piatto extra large ed ergonomico per una pesata sicura
- smorzamento regolabile
- ampio display per una lettura facilitata

- Portata: 20 kg
- Precisione: 5 g fino a 7,5 kg; 10 g dai 7,5 kg in su
- Dimensioni: 620 x 190 x 358 mm
- Peso: 3,7 kg
- Piatto: 615 x 130 x 275 mm
- Funziona a batterie