

## **BILANCIA SEDIA SOEHNLE**



### **BILANCIA SEDIA SOEHNLE 7802**

Bilancia a sedia completamente elettronica.

Non necessita di manutenzione.

Ampio display con cifre alte 20 mm.

Funzione di attesa, azzeramento e tara.

Braccioli inclinabili per facilitare l'accesso del paziente allettato.

Alimentazione a rete o a batterie ricaricabili.

Cavo per ricarica batterie incluso.

2 ruote posteriori piroettanti.

Manuale: DE, GB, FR, NL, ES, IT, PT, CZ, FI, SE, NO, DK, GR, PL, TR.

Made in Germany.

Portata: 200 kg (440 lb)

Precisione: 100 g

Peso totale: 25 kg

Dimensioni: 580x1.100x930 mm

Alimentazione: 230 V / 50-60 Hz, 10 mA, 2,2 VA

Batterie ricaricabili