

BILANCIA PESANEONATI SECA 384 - classe III



PESA NEONATI SECA 384 - elettronica - Classe III

Due bilance in una: vassoio confortevole per la misurazione del peso in posizione sdraiata, trasformabile in una bilancia da terra per bambini.

Dotata di funzione Breast-Milk-intake per determinare la quantità di latte assunta durante la poppata.

Altre funzioni: tara, hold automatico, conversione kg/lbs, spegnimento automatico.

Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.

- Portata: 20 kg
- Dimensioni: 552 x 156 x h 332 mm
- Funzionamento a batterie
- Precisione: 10 g 10 kg > 20 g
- Peso: 2,8 kg
- Fabbricata in Asia