

## **PESANEONATI SECA 725 - 16 kg**



PESA NEONATI SECA 725 - meccanica

La più classica delle bilance pesaneonati, pratica e robusta, il piatto di peso ricurvo, la struttura interamente in acciaio e il sistema di scorrimento preciso dei pesi la rendono l'unica e originale pesa neonati.

Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

- Portata: 16 kg
- Precisione: 5 g
- Dimensioni: 550 x 180 x h 290 mm
- Peso: 6,4 kg
- Prodotta in Asia