

PESANEONATI MECCANICA GIMA



PESANEONATI MECCANICA GIMA

- Pesaneonati meccanica robusta e di alta qualità, precisa e sensibile.
- Dotata di piatto di pesatura ricurvo, leve e perni in alluminio, struttura stabile per la massima sicurezza.
- Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR.

Dotata di piatto ergonomico curvo, assicura il massimo comfort e sicurezza per il neonato durante la pesata. La struttura solida e stabile, unita ai materiali resistenti, la rende una soluzione duratura e adatta a un utilizzo professionale intensivo.

Con una portata fino a 20 kg e una precisione di 10 grammi, consente monitoraggi accurati della crescita del bambino, fondamentali nei primi mesi di vita. Il sistema di lettura è semplice e immediato, permettendo un utilizzo rapido anche in contesti operativi dinamici.

Una scelta pratica, robusta e sempre pronta all'uso.

Caratteristiche principali:

Tipologia: bilancia meccanica per neonati

Portata: fino a 20 kg

Precisione: 10 g

Piatto ergonomico curvo per sicurezza e comfort

Struttura robusta e stabile

Nessuna alimentazione necessaria

Ideale per ambulatori, ospedali e uso professionale

FAQ - Domande e Risposte

Serve alimentazione elettrica?

No, è completamente meccanica e non necessita di batterie.

È adatta per uso professionale?

Sì, è progettata per ambulatori e strutture sanitarie.

Quanto è precisa?

Ha una precisione di 10 grammi.

Il neonato è stabile durante la pesata?

Sì, grazie al piatto curvo progettato per la sicurezza.

Qual è la portata massima?

Fino a 20 kg.

Pesaneonati meccanica GIMA con portata 20 kg e precisione 10 g.

Bilancia professionale stabile e senza batterie, ideale per ambulatori e pediatria.

- Portata: 20 kg
- Precisione: 10 g
- Dimensioni: 570x330x285 mm
- Peso: 6,5 kg