

BILANCIA PESANEONATI DIGITALE GIMA



BILANCIA PESA NEONATI GIMA - elettronica

Design avanzato, pratica ed affidabile, dotata di un ampio display LCD da 66x28 mm, conversione kg/lbs.

Include un copripiatto lavabile, batterie e un metro a nastro.

Manuale e confezione regalo multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, Arabo.

Altezza delle cifre LCD: 18 mm

Portata: 20 kg / 44 lbs

Precisione: 10 g

Dimensioni: 595x340x90 mm

Peso: 4 kg

Alimentazione: 4 batterie AA 1,5 V

Funzione spegnimento automatico