

ELETTRODI per Analizzatore di Grasso Corporeo conf. 100 pz.



Gli elettrodi pregellati FIAB sono stati realizzati per applicazioni di elettroterapia.

Indicati nell'analisi della composizione corporea.

La flessibilità del materiale consente di posizionare gli elettrodi con estrema facilità.

Il gel utilizzato, fornito allo stato solido e dotato di grandi proprietà adesive, rende il prodotto riposizionabile, grazie al rivestimento interno in silicone di PVC.

Non contengono lattice.