

INFANTOMETRO SECA 416



MISURATORE BAMBINI SECA 416

La costruzione solida e l'alto livello di stabilità di questo infantometro consentono una rapida e facile misurazione dei neonati e dei bambini fino a due anni.

I bordi laterali rialzati ed arrotondati garantiscono il posizionamento sicuro e corretto del bambino.

Il fermapiedi fissato su rotelle scivola su due binari e lungo la scala graduata; può essere bloccato sulla misura rilevata per sistemare il bambino prima di segnare il risultato.

Intervallo di misurazione: 33-100 cm.

Graduazione: 1 mm.

L'originale profilo a V garantisce automaticamente la posizione corretta del bambino.

Dimensioni: 110x16,9x40,2 cm

Peso: 3,8 kg