

STADIOMETRO MOBILE SECA 213



STADIOMETRO MOBILE SECA 213

Stadiometro mobile per misurare l'altezza, semplice e facilmente trasportabile grazie alla maniglia integrata.

L'altimetro può essere smontato in vari pezzi e rimontato facilmente e rapidamente.

Il distanziatore mantiene l'altimetro eretto e stabile senza raccordi.

Posizione flessibile grazie all'ampia pedana che assicura stabilità.

Risultati precisi e facilmente leggibili.

Adatto per adulti, per bambini e anche per misurare pazienti allettati.

Manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, GR, DK, SE, NO, FI.

Intervallo misurazione: 20-205 cm

Graduazione: 1 mm

Dimensioni (aperto): 337x590xh 2.130 mm

Dimensioni (ripiegato): 337x177x624 mm

Peso: 2,4 kg