

CALIBRO PER MISURA NEONATI



CALIBRO PER MISURA NEONATI

In alluminio ossidato, graduato da 0 a 90 cm con tacche ogni 5 mm.

Certificato dall'Ufficio Metrico.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, SE, RO, GR.

Peso: 300 g.

Made in Italy.

Il Calibro per Misura Neonati è uno strumento professionale progettato per rilevare con precisione la lunghezza dei neonati durante visite pediatriche, controlli clinici e monitoraggio della crescita. È ideale per ospedali, reparti di neonatologia, ambulatori pediatrici e studi medici.

Realizzato in alluminio ossidato, offre un'elevata resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo. La scala graduata consente misurazioni da 0 a 90 cm con tacche ogni 5 mm,

garantendo letture precise e affidabili. Il dispositivo è inoltre dotato di Certificato dell'Ufficio Metrico, a garanzia dell'accuratezza delle misurazioni.

Con un peso di circa 300 g, risulta leggero e pratico da utilizzare durante le attività quotidiane del personale sanitario. Il prodotto è Made in Italy.

FAQ - Domande Frequenti

Qual è l'intervallo di misura del calibro?

Il calibro consente di effettuare misurazioni da 0 a 90 cm.

Qual è la precisione della scala graduata?

La scala presenta tacche ogni 5 mm per una misurazione accurata.

Di quale materiale è realizzato?

È costruito in alluminio ossidato, resistente e durevole.

Il calibro è certificato?

Sì, è dotato di Certificato dell'Ufficio Metrico.

Per quale utilizzo è indicato?

È ideale per ospedali, reparti di neonatologia, ambulatori pediatrici e studi medici per la misurazione della lunghezza dei neonati.

Calibro per Misura Neonati in alluminio ossidato con scala graduata da 0 a 90 cm e tacche ogni 5 mm.

Strumento professionale certificato per ospedali, ambulatori pediatrici e studi medici.