

MISURATORE CORPOREO PROFESSIONALE



NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE

Misuratori professionali per l'uso su adulti e bambini.

Colorati su entrambi i lati per evidenziare il rischio metabolico legato alla circonferenza addominale per uomini e donne.

Lunghezza del nastro: 8-150 cm.

Grazie alla loro forma arrotondata possono essere usati anche per le misurazioni della testa.

Confezionati in una scatola singola.

È fornito in una scatola con un regolo per paragonare la circonferenza della testa con le percentuali di crescita infantile da 0 a 36 mesi (percentili).

Adatto per entrambi i sessi.

Valori di misurazione indicativi.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, Arabo.