

## MISURATORE CORPOREO PROFESSIONALE/PEDIATRICO



NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico

Misuratori professionali per l'uso su adulti e bambini.

Colorati su entrambi i lati per evidenziare il rischio metabolico legato alla circonferenza addominale per uomini e donne.

Lunghezza del nastro: 8-150 cm.

Grazie alla loro forma arrotondata possono essere usati anche per le misurazioni della testa.

Confezionati in una scatola singola.

Nastro misuratore professionale in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico.

È fornito in una scatola con un regolo per paragonare la circonferenza della testa con le percentuali di crescita infantile da 0 a 36 mesi (percentili).

Adatto per entrambi i sessi.

Valori di misurazione indicativi.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, Arabo.