

PODOSCOPIO A LED



PODOSCOPIO A LED

Il podoscopio è un dispositivo per l'analisi plantare dei piedi. Struttura in legno laccato, piano d'appoggio in cristallo con specchio sottostante inclinato per una reale visualizzazione della pianta dei piedi che evidenzia i punti di maggior e minor carico. Doppia illuminazione laterale con lampade ad alto effetto. Portata massima kg 200. Prodotto professionale robusto e affidabile.

Pedana 32x36 cm

Dimensioni: 46x55xh 33 cm

Peso: 15,5 kg

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz.

Made in Italy.