

ANALIZZATORE POSTURALE



Utile per analizzare la postura posteriore, anteriore e laterale.

Il paziente deve stare con i piedi nella posizione indicata sulla pedana.

L'analizzatore è costituito da una pedana, una griglia di plastica, due aste laterali in alluminio complete di misuratori millimetrati dove scorrono i cursori con i fili per l'allineamento posturale (verticale di Barré) e uno specchio regolabile.

L'immagine riflessa sullo specchio superiore consente l'osservazione di tutte le rotazioni delle spalle.

Manuale: GB, IT. Su richiesta ES.

Provvisto di tre elastici orizzontali e due verticali, regolabili rispettivamente in altezza e in larghezza mediante scorrimento, utilizzabili come linee di riferimento nell'osservazione della postura eretta del paziente e nella ricerca di asimmetrie e deviazioni.

Made in Italy.

Dimensioni: 60x66xh 220 cm

Portata: 200 kg