

LETTO GINECOLOGICO AD ALTEZZA VARIABILE - altri colori



LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - colori a scelta

Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori

Struttura robusta e solida in tubolare ovale da 50x25x2 mm verniciato con polvere epossidica, colore bianco. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM.

Completamente regolabile: Altezza, fino a 95 cm, regolabile tramite motore elettrico (potenza 6.000 N) con controllo a pedale, la sezione testa si può regolare grazie a un pistone a gas (potenza 400 N), anche la sezione centrale ha un pistone a gas (potenza 600 N) fino a 65°.

Questo letto ginecologico è fornito con 2 reggigambe in schiuma di qualità, vassoio in acciaio INOX e supporto reggilenzuolini.

Portata massima: 150 kg.

Peso: 70 kg.

Vassoio in acciaio inox 370x270x50 mm

Dimensioni: 195x60xh 48/95 cm

Made in Italy.