

LETTINO GINECOLOGIA STANDARD



LETTINO GIN. STANDARD - reggigambe standard

Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. Schienale e poggipiedi regolabili in altezza. Materassino in ecopelle lavabile, autoestinguente, colore nero. Portata: 110 kg. Fornito con bacinella in acciaio INOX Ø 31 cm e reggigambe.

Dimensioni: 180x55xh 80 cm

Seduta: 55x55 cm

Fornito smontato.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR

Made in Italy.