

LETTINO MULTIFUNZIONI A 3 SEZIONI - blu



LETTINO MULTIFUNZIONALE A 3 SEZIONI - blu

Struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le sezioni dello schienale e delle gambe sono completamente regolabili con un sistema meccanico integrato. Il letto ginecologico è fornito con 2 reggigambe in schiuma e bacinella in acciaio INOX Ø 32 cm. Portata massima: 150 kg. Peso: 36 kg.

Seduta: 62x60 cm

Dimensioni: 185 x 60 x h 85 cm

Fornito smontato.

Made in Italy.