

LETTINO GINECOLOGIA DELUXE con Trandelenburg



LETTINO DA PARTO DELUXE - reggigambe di qualità

3 sezioni regolabili separatamente con posizione Trendelenburg.

Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. Schienale e poggiatesta regolabili in altezza. Materassino in ecopelle lavabile, autoestinguente, colore nero. Portata: 110 kg. Fornito con bacinella in acciaio INOX Ø 31 cm e reggigambe.

Dimensioni: 180x55xh 80 cm

Fornito smontato.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR

Made in Italy.