

## LETTO A 3 SEZIONI CON TRENDELENBURG



LETTINO DA PARTO A 3 SEZIONI - con Trendelenburg

- struttura in tubolare ovale in acciaio verniciato con polvere epossidica
- tre sezioni indipendenti e posizione Trendelenburg
- imbottitura in schiuma di poliuretano ad alta densità, ignifugo Classe 1 IM
- copertura in ecopelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM
- piedini in gomma regolabili

Dimensioni: 181x60xh 80 cm

Dimensioni imballaggio: 75x20xh 196 cm.

Portata massima: 150 kg.

Peso netto: 43 kg.

Fornito con 2 reggigambe anatomici, imbottiti e regolabili in altezza, un paio di poggiaspalle, maniglie, portarotolo e bacinella in acciaio inox Ø 32 cm.

Fornito smontato.

Made in Italy.