

KART PEDIATRICO



KART PEDIATRICO

Compact kart pediatrico con 2 cassetti medium e 2 large.

Dimensione: 654 x 605 x h 975 mm

Carrello multifunzionale in alluminio di elevata qualità con caratteristiche impareggiabili.

- top in copolimero ad alte prestazioni con bordo contenitivo
- telaio in alluminio, con trattamento della superficie in argento antiossidante per una maggiore lucentezza, resistenza e affidabilità
- maniglie ergonomiche in acciaio inossidabile, poste su entrambi i lati per una presa facilitata
- struttura dei cassetti in lamiera d'acciaio verniciato con polvere epossidica
- cassetti scorrevoli, totalmente estraibili
- posizione dei cassetti intercambiabile

- maniglie dei cassetti in alluminio con sistema “gancio/sgancio” che previene l’apertura accidentale dei cassetti
- ampia capacità dei cassetti
- sistema di chiusura centralizzata con chiave frontale
- 6 tasche laterali integrate (3+3) per contenere bottiglie o piccoli oggetti
- ruote pivotanti Ø 125 mm (due con freno) in gomma termoplastica con parafili, perno su cuscinetti a sfera di precisione.

2 cassetti medium e 2 large

Dimensioni cassetti Compact:

- Medium h2= 2/10

Larghezza frontale/altezza: 490xh 137 mm

Dimensioni interne: 432x448xh 131 mm

- Large h3= 3/10

Larghezza frontale/altezza: 490xh 210 mm

Dimensioni interne: 432x448xh 204 mm