

CARRELLO MEDICAZIONE KS - standard



CARRELLO MEDICAZIONE - standard

Il carrello medicazione è fornito con dispenser superiore contenente 10 cassettoni inclinabili.

- carrello rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche con serratura a chiave
- pannello superiore con bordini sui 4 lati e scomparto integrato
- cassette su guide con cuscinetti a sfere con sistema di fermo corsa
- maniglia integrata
- 4 rotelle piroettanti Ø 125 mm - 2 con freno
- portarifiuti laterale da 15 l con coperchio e porta cateteri
- dimensioni: standard 911x704xh 1.075 mm

Made in Italy.