

CARRELLO EMERGENZA KS - small



CARRELLO EMERGENZA - piccolo

Il carrello emergenza è fornito con un porta defibrillatore/monitor girevole e asta porta flebo regolabile in altezza con 2 ganci.

- carrello rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche con serratura a sigilli
- pannello superiore con bordini sui 4 lati e scomparto integrato
- cassette su guide con cuscinetti a sfere con sistema di fermo corsa
- maniglia integrata
- 4 rotelle piroettanti Ø 125 mm - 2 antistatiche e con freno
- dimensioni: piccolo 760x714xh 1.022 mm

Made in Italy.