

## OTTOTIPO LUMINOSO PEDIATRICO - 3 metri



### Grafico Optometrico Perdiatrico

- Versione luminosa
- Distanza di lettura: 3 metri

Gli ottotipi luminosi GIMA sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli.

Prodotti con schermo in acrilico e secondo le norme di sicurezza (fusibili, spina Schuko, interruttore luminoso).

Made in Italy.

- Versione illuminata
- Distanza di lettura: 3 metri
- Area di visione: 24 x 62 cm
- Dimensioni esterne: 29.5 x 67.5 x 12 cm
- Peso: 6 Kg