

OTTOTIPO NON LUMINOSO PEDIATRICO - 3 metri



Grafico Optometrico Pediatrico

- Versione non illuminata
- Distanza di lettura: 3 metri

Gli ottotipi GIMA sono stati progettati osservando le raccomandazioni cliniche al fine di garantire una lettura accurata e precisa di ogni dettaglio. Schermo costruito in acrilico.

Made in Italy.

- Versione non illuminata
- Distanza di lettura: 3 metri
- Area di visione: 24 x 61 cm
- Dimensioni esterne: 29 x 66 x 2.5 cm
- Peso: 2 Kg