

## **PIANTANA PER POMPE INFUSIONALI con pompa idraulica**



PIANTANA PER INFUSIONE con pompa idraulica

Struttura in acciaio cromato.

Quattro ganci in acciaio cromato.

Base in acciaio inossidabile a cinque razze Ø 60 cm con ruote diametro 50 mm, di cui due frenanti.

Made in Italy.

Altezza regolabile (cm): 189-260

Portata (kg): 30 (5 Kg per gancio, 10 Kg per pompa infusione)

Peso (kg): 18

Telaio pompa infusione (cm): 39 x 75

Dimensione imballo (cm): 185 x 18 x 43