

## **Supporto in Acciaio Inox con 2 Ganci per Cestello Flebo**



### **Supporto in acciaio inox 304 per cestello flebo**

- Ganci: 2
- Materiale ganci: acciaio inossidabile

Il supporto in acciaio inox con 2 ganci è un accessorio sanitario progettato per l'utilizzo con cestelli flebo e sistemi di supporto per infusioni. Realizzato in acciaio inox 304, questo componente garantisce elevata resistenza alla corrosione, durata nel tempo e facilità di pulizia, caratteristiche fondamentali per l'utilizzo in ambienti sanitari e professionali.

La struttura è dotata di due ganci robusti, ideali per sostenere sacche o flaconi per infusione in modo stabile e sicuro. Il design semplice ma funzionale consente un'integrazione pratica con cestelli flebo e supporti medicali utilizzati in ospedali, ambulatori, cliniche e strutture sanitarie.

Grazie alla qualità dell'acciaio inox, il supporto è particolarmente adatto agli ambienti in cui sono richiesti standard igienici elevati, poiché il materiale è resistente a disinfettanti e agenti chimici comunemente utilizzati nella sanificazione delle attrezzature mediche.

Compatto e resistente, questo supporto con doppio gancio rappresenta una soluzione affidabile per migliorare l'organizzazione e la gestione dei sistemi di infusione, facilitando il posizionamento delle sacche flebo durante i trattamenti.

### **Caratteristiche principali**

- Struttura in acciaio inox 304
  - 2 ganci per supporto sacche o flaconi flebo
  - Elevata resistenza alla corrosione
  - Facile da pulire e sanificare
  - Ideale per ambienti sanitari e ambulatoriali
- 

### **FAQ - Domande e Risposte**

#### **A cosa serve il supporto con 2 ganci?**

*Serve per sostenere sacche o flaconi flebo nei cestelli o nei supporti per infusioni.*

#### **Di che materiale è realizzato?**

*È realizzato in acciaio inox 304 resistente e durevole.*

#### **Quanti ganci sono presenti?**

*Il supporto è dotato di due ganci.*

#### **È adatto per ambienti sanitari?**

*Sì, l'acciaio inox è ideale per ambienti medici grazie alla sua resistenza e facilità di sanificazione.*

#### **È resistente alla corrosione?**

*Sì, il materiale in acciaio inox 304 offre un'elevata resistenza alla corrosione.*

#### **Con quali dispositivi può essere utilizzato?**

*Può essere utilizzato con cestelli flebo e supporti per infusioni.*

Supporto in acciaio inox 304 con 2 ganci per cestello flebo.

Accessorio resistente e facile da sanificare per ambienti sanitari e sistemi di infusione.