

## **NUOVA PIANTANA PER IPODERMOCLISI - portata 28 kg**



### **PIANTANA IPODERMOCLISI**

Piantana ad elevazione oleodinamica per ipodermoclisi, per lavaggi ed irrigazioni chirurgiche.

Pompa a pedale per regolare l'altezza e maniglia per facilitare il trasporto.

**PORTATA 28 KG**

4 ganci in acciaio inox AISI 304 con dispositivo di sicurezza

Maniglia regolabile in acciaio inox per un trasporto facile

Piantana in acciaio inox AISI 304 Ø 60 mm

Pompa oleodinamica con pedale

Altezza regolabile: 147-247 cm

Peso: 22 kg

Base in acciaio inox con 5 rotelle piroettanti Ø 75 mm (2 antistatiche frenanti, 3 standard) e paracolpi in vipla grigia

Made in Italy.