

## OTTOTIPO ULTRAPIATTO A LED - Decimali misti



Nuova generazione di tavole optometriche ultrapiatte a LED.

Made in Italy.

- Decimale misto - 3 m
- Area visualizzazione: 25,5 x 63 cm
- Dimensioni esterne: 34 x 72 x 3,8 cm

Temperatura colore: bianco freddo 7.200° K

Luminosità: 5.000 cd/m2

Alimentazione: 110-230 V - 50/60 Hz

Vita LED: 80.000 ore

Conforme alla direttiva bassa tensione 2014/35/CE

Conforme 2014/30/CE sulla compatibilità elettromagnetica

Conforme alla direttiva CEE 2007/47 dispositivo medico Classe I

Tutti i componenti sono approvati UL, DVE, IMQ