

Filtri per Aerosol Codice 28097 - Ricambio per Aerosol EOLO (Conf. 20 pz)



Filtro ricambio per aerosol EOLO (cod. 28097)

I filtri per aerosol codice 28097 sono accessori di ricambio progettati per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi aerosolterapia EOLO. Questi filtri contribuiscono a mantenere efficiente il sistema di nebulizzazione, proteggendo il compressore e assicurando una qualità ottimale dell'aria utilizzata durante il trattamento.

Realizzati con materiali filtranti di qualità, aiutano a trattenere impurità e particelle presenti nell'aria, migliorando le prestazioni dell'aerosol e contribuendo alla sicurezza e all'igiene del dispositivo. La sostituzione periodica del filtro è fondamentale per preservare l'efficienza dell'apparecchio e garantire un flusso d'aria costante durante la terapia.

Questi filtri sono compatibili con aerosol EOLO (codice 28097) e risultano facili da installare e sostituire. Il formato compatto consente un inserimento rapido nel dispositivo senza necessità di strumenti.

La confezione da 20 pezzi rappresenta una soluzione pratica per garantire la manutenzione regolare dell'aerosol, prolungando la durata del dispositivo e mantenendo prestazioni ottimali nel tempo.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono i filtri per aerosol?

Servono a filtrare l'aria e proteggere il compressore dell'aerosol da polveri e impurità.

Con quali dispositivi sono compatibili?

Sono compatibili con aerosol EOLO codice 28097.

I filtri sono facili da sostituire?

Sì, possono essere sostituiti rapidamente senza strumenti.

Quanti filtri contiene la confezione?

La confezione contiene 20 filtri.

Quando è consigliato sostituire il filtro?

È consigliato sostituirlo periodicamente per mantenere l'efficienza dell'aerosol.

Filtri di ricambio per aerosol EOLO codice 28097, accessori per mantenere prestazioni e igiene del dispositivo. Confezione da 20 pezzi.