

## AMPOLLA FASTERJET



AMPOLLA FASTERJET con sistema a valvola

Ampolla jet di nuova concezione capace di somministrare qualsiasi tipo di medicinale in tempi ridottissimi tramite un'elevata quantità di particelle respirabili.

La valvola assicura un'estrema efficienza limitando la perdita di medicinale ed ottimizzando la quantità somministrata al paziente.

Ampolla fasterjet: per la somministrazione rapida di qualsiasi farmaco

Standard con Happyneb II, Hospyneb

Compatibile con: tutti gli aerosol

Capacità: 16 ml

Tasso di neb.: 0,60 ml/min

Volume respirabile: 5  $\mu$ m 80% Volume residuo: 0,8 ml DAMM (Diametro Aerodinamico Mediano di Massa): 2.7  $\mu$ m