

TENS MIO-CARE - 2 canali



TENS MIO-CARE - 20 programmi medicali

20 PROGRAMMI

300 APPLICAZIONI

- elettrostimolatore a 2 canali indipendenti
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: nessun effetto termico di polarizzazione
- tastiera digitale facile da usare
- istruzioni programma e tempo residuo su schermo grafico
- batteria interna ricaricabile
- intensità massima 100 mA (200 mA pk-pk)
- conforme a DDM 93/42/CEE

Borsa per trasporto, 2 cavi connessione elettrodi con sdoppiatori, manuale* (GB, FR, IT, DE, ES), 8 elettrodi adesivi, batteria interna ricaricabile, caricabatteria. *PT su richiesta

Dimensioni: 60x135x19 mm

20 PROGRAMMI MEDICALI:

Tens convenzionale (rapido)

Tens endorfinico (ritardato)

Tens ai valori massimi

Antinfiammatorio

Cervicalgia/cefalea miotensiva

Lombalgia/sciatalgia

Distorsioni/contusioni

Vascolarizzazione

Decontratturante

Dolori mano e polso

Stimolazione plantare

Epicondilite

Epitrocleite

Periartrite

Ematomi

Prevenzione atrofia

Atrofia (recupero trofismo)

Microcorrente

Incontinenza da sforzo

Incontinenza da urgenza