

## GIMA-CARE TENS/EMS - 2 canali - 60 programmi



TENS GIMA-CARE - 60 programmi medici

Questo dispositivo elettroterapeutico multifunzionale a due canali genera stimoli elettrici per alleviare i dolori e allenare e rilassare i muscoli.

Facile da usare, Gima-care ha 2 programmi predefiniti di trattamento con tempo di trattamento regolabile e 1 programma personalizzato per ogni parte del corpo, consentendo di regolare il tempo di trattamento e la frequenza e l'ampiezza degli impulsi.

- 3 in 1 Tens + Ems + Massaggio
- forma d'onda tens professionale (frequenza e ampiezza variabili degli impulsi)
- immagine parti del corpo
- 60 programmi (10 parti del corpo, 40 livelli)
- elevata potenza d'uscita (max. 120 mA) (a 500 ohm)
- design solido e chiaro

Funzionamento continuo per circa 10 trattamenti a carica completa.

Fornito con 4 placche 50x50 mm, 2 cavi di uscita, 1 cavo USB.

Manuale d'uso (GB, FR, IT, ES, DE).

60 programmi - TENS/EMS/MASSAGGIO:

TENS (Elettrostimolazione nervosa transcutanea)

Parti del corpo: collo, spalle, braccia, mani, schiena, addome, anche, gambe, piedi, articolazioni

Programmi trattamento: 30 programmi, 10 programmi personalizzabili

EMS (Elettrostimolazione muscolare)

Parti del corpo: collo, spalle, braccia, mani, schiena, addome, anche, gambe, piedi

Programmi trattamento: 27 programmi, 9 programmi personalizzabili

MASSAGGIO

Metodi: impastamento, frizione, percussione

Programmi trattamento: 3 tipi di massaggio su tutte le parti del corpo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Canali: 2

Forma d'onda: onde quadre bifasiche

Corrente di uscita: Max. 120 mA (a 500 ohm)

Intensità: regolabile da 0 a 40 livelli

Alimentazione: batterie ricaricabili Li-ion 3,7 V

Display: display bianco retroilluminato

Dimensioni - Peso: 109x54,4x23 mm - 85g

Classificazione: parte applicata di tipo BF, alimentazione interna, IP22

Norme: IEC60601, IEC61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-11, IEC61000-4-8, IEC61000-4-3